

1 Fasciae Fascia 2-0 > 1 2-0 > 0 2-0 > 1 2-0 > 0	14 Uterine neck Cuello uterino 3-0 > 0 2-0 > 1	27 Dura mater Dura Madre 5-0 > 4-0 6-0 > 4-0 6-0 > 4-0
2 Skin Piel 6-0 > 0 6-0 > 2-0 6-0 > 2-0	15 Appendix Apéndice 5-0 > 0 5-0 > 0 3-0 > 1	28 Cataract-Cornea Catarata-Córnea 8-0 / 7-0 8-0 > 6-0 10-0 / 9-0
3 Blood vessel bond Vaso Sang. Ligación 4-0 > 0 3-0 > 0 6-0 > 0 6-0 > 2-0	16 Uterus-vagina Utero-vagina 4-0 > 1 3-0 > 1	29 Ocular muscle Músculo ocular 6-0 / 5-0
4 Blood vessel sutures Vaso Sang. Sutura 7-0 > 2-0 8-0 > 2-0 6-0 > 2-0	17 Perineum Perineo 4-0 > 2-0 4-0 / 3-0	30 Retina detachment Desp. de retina 4-0
5 Articulation Articulación 4-0 > 1 4-0 > 0 4-0 > 0 3-0	18 Hernia Hernia 3-0 > 1 3-0 > 1 3-0 > 0	31 Lid Párpado 6-0 / 5-0 6-0 > 4-0 6-0 > 4-0
6 Thorax Tórax 3-0 > 0 3-0 > 0 3-0 > 0	19 Urethra Uretra 4-0 4-0	32 Harelip Labio leporino 5-0 > 3-0 3-0 / 2-0
7 Liver Hígado 2-0 / 0 2-0 / 0 2-0 / 0	20 Rectum Recto 4-0 > 1 4-0 > 1	33 Mucosa-lip Mucosa-labio 5-0 5-0 5-0
8 Stomach Estómago 5-0 > 2-0 5-0 > 2-0 4-0 > 2-0	21 Muscle Músculo 3-0 > 0 3-0 > 0 3-0 > 0 3-0 > 0	34 Mucosa-gum Mucosa-encia 5-0 > 3-0 5-0 > 3-0 5-0 > 3-0
9 Pancreas Páncreas 4-0 / 3-0 3-0	22 Nerves Nervios 8-0 > 4-0 9-0 > 4-0 6-0 / 5-0	35 Cleft palate Paladar hendido 5-0 > 2-0 4-0 / 3-0 3-0 / 2-0 3-0
10 Biliary tract Tracto Biliar 3-0 > 0 3-0 > 0 3-0 > 0	23 Bone fracture Fractura ósea 4-0 > 1 3-0 > 2 3-0 > 0	36 Tonsils Amígdalas 3-0 > 0 3-0 > 0
11 Kidney Riñón 4-0 4-0 4-0	24 Tendon Tendón 5-0 > 2-0 5-0 > 3-0 5-0 > 3-0	37 Thyroid Tiroides 3-0 > 0 3-0 > 0 3-0 > 0
12 Peritoneum Peritoneo 5-0 > 2-0 3-0 / 2-0 4-0 > 1	25 Retention Retención 2 2 2-5	38 Bronchuses Bronquios 0 / 1 0 / 1 3-0 > 0
13 Intestine Intestino 5-0 > 2-0 5-0 > 2-0 5-0 > 2-0	26 Skull Cráneo 4-0	39 Cardiac Cardíaca 7-0 > 2 6-0 > 0 7-0 > 2-0