



# Needles *Agujas Quirúrgicas*

## DRILLED END NEEDLE

It has no crevasses, is seamless & does not cause any tissue tear.

### TERMINACIÓN TORNEADA DE LA AGUJA

No tiene fisuras, ni uniones por lo que no produce ningún desgarramiento del tejido.

## STRONGER NEEDLE

Made from special stainless steel alloy – provides excellent ductility & high resistance to needle breaking even when reshaping.

### ALTA RESISTENCIA

Hecha de una especial aleación de acero inoxidable, provee excelente docilidad y alta resistencia a quebrarse, aún cuando sea mal empleada.

## SMOOTH FINISH FOR EASY PASSAGE THROUGH TISSUES

Smooth and excellent finish with virtually no pit marks eliminates tissue drag.

### SUAVE TERMINACIÓN PARA UNA FÁCIL PENETRACIÓN DEL TEJIDO

La suave y excelente terminación, prácticamente no deja marcas, eliminando el desgarramiento de tejido.

## SUPERIOR GEOMETRY PENETRATION FOR CUTTING NEEDLES

The sharpened triangular sides of the cutting & reverse cutting needles along with the sharp tip penetrates tough tissue easily.

### PENETRACIÓN GEOMÉTRICA SUPERIOR PARA AGUJAS CORTANTES



Los afilados lados triangulares, a lo largo de la punta de las agujas cortantes y reverso cortantes, penetran fácilmente el tejido.

## BLACK & SILICONIZED NEEDLES

Black siliconized needles provide glare free vision for surgeons during procedures & passes easily through tissues.

### AGUJAS NEGRAS Y SILICONADAS

Las agujas siliconadas negras, aseguran al cirujano una visión libre de resplandores durante los procedimientos médicos y atraviesan con mayor facilidad el tejido.





## RIBBED NEEDLE FOR BETTER GRIP

Ribbed needles ensure better grip in needle holder without twisting or turning & adds to penetration strength.

## AGUJA ACANALADA PARA MEJOR AGARRE

La aguja acanalada asegura mejor agarre en los porta aguja, evitando que se tuerza o de vuelta y añade fuerza de penetración.




## SUPERIOR SUTURE – NEEDLE ATTACHMENT

The precision of the drilled needle attachment offers a superior suture which provides strength for trouble free suturing.

## SUTURA SUPERIOR – UNIÓN DE LA AGUJA

La precisión del torneado del punto de unión de la aguja, ofrece una sutura superior libre de problemas.



## HIGHER ATTACHMENT PRODUCTIVITY

Initial 0.1mm of the needles counter sunk for easy insertion of suture into needle offering high productivity.

## ALTA PRODUCTIVIDAD DE LA UNIÓN

El contador inicial de 0.1mm de profundidad de las agujas, permite una fácil inserción de la sutura en la aguja, ofreciendo alta productividad.



## SHARPENED NEEDLE

The sharp and gradually tapered needle profile guarantees easy penetration at every point.

## FILO DE LA AGUJA

El filo y la gradual disminución del grosor de la aguja, garantizan una fácil penetración en cada punto.

